


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Integrin Alpha 4 (Itga4/Cd49D) 단일클론항체 - P13612

품목 번호: CM0012740



소개

인간 ITGA4(CD49d)를 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 인테그린 매개 접착 및 백혈구 이동 경로 연구를 위한 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d) Rabbit mAb
비고/별칭	IA4; CD49D; Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d)
종	인간
유전자 ID (인간)	3676
면역원	인간 인테그린 알파 4 (ITGA4/CD49d) (P13612)의 아미노산 933-1032 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13612
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스팩