

안티-인테그린 알파 5 (Itga5/Cd49E) 모노클로날 항체 () - Fc용 - P08648

품목 번호: CM0010106



소개

에 접합된 토끼 모노클로날 항체로, 인테그린 알파-5 (ITGA5/CD49e)를 표적합니다. 사람 및 마우스 샘플과 반응하며, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. FC를 사용한 세포 부착 및 수용체 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Mouse Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) mAb
비고/별칭	FNRA, CD49e, VLA-5, VLA5A
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3678
GeneID	3678
면역원(Immunogen)	사람 인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)의 아미노산 42-995에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P08648
단백질 분자량	115kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)