

Wb 및 Elisa용 항-인테그린 알파 5 (Itga5/Cd49E) 다클론 항체 - P08648

품목 번호: CM0021116



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료한 인간 인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 세포 접착 및 신호 전달에서 피브로넥틴 수용체 기능을 연구하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e) 토끼 pAb
비고/별칭	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; 인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e)
종	인간
GeneID (인간)	3678
GeneID	3678
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08648
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스팩