

Anti-Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P08648

품목 번호: CM0002023



소개

WB, IHC-P, 유세포 분석(세포내), ELISA에 검증된 토끼 단일클론 ITGA5 항체. 인간, 마우스 및 래트의 인테그린 알파-5 피브로넥틴 수용체 서브유닛과 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) Rabbit mAb
비고/별칭	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
종	인간
GeneID (Human)	3678
GeneID	3678
면역원	합성 펩타이드 인간 인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e) (P08648)의 아미노산 950-1049에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08648
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스백