

Anti-Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P08648

품목 번호: CM0028915



소개

인간 인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 세포 부착, 인테그린 신호 전달 및 피브로넥틴 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) Rabbit pAb
비고/별칭	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	3678
GeneID	3678
면역원	인간 인테그린 알파 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)의 아미노산 750-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P08648
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스팩 (Ice bag)