

Anti-Integrin Alpha 6 (Itga6/Cd49F) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P23229

품목 번호: CM0028388



소개

인간 인테그린 알파 6 (ITGA6/CD49f)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 라미닌 수용체, 세포 부착 및 반데스모섬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) Rabbit pAb
비고/별칭	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B; Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f)
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	3655
GeneID	3655
면역원(Immunogen)	인간 인테그린 알파 6 (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1)의 아미노산 481-591에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P23229
단백질 분자량	127kDa
배송(Shipping)	아이스박스