

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항인테그린 알파-6/Itga6 토끼 단클론 항체 - P23229

품목 번호: CM0005011



소개

인간 인테그린 알파-6/ITGA6(CD49f, VLA-6)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 라미닌 수용체, 세포 접착 및 암 연구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	항인테그린 알파-6/ITGA6 토끼 단클론 항체
비고/별칭	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B
종	인간
유전자 ID (인간)	3655
유전자 ID	3655
면역원	인간 인테그린 알파-6/ITGA6 (NP_000201.2)의 아미노산 505-663에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23229
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스 팩