

유세포 분석(세포 내)용 항인테그린 알파-V(Cd51) 단일클론 항체 - P06756

품목 번호: CM0008388



소개

세포 내 유세포 분석용 접합 토끼 항인간 CD51(인테그린 알파-V) 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, RGD 리간드 결합을 통해 세포 부착, 이동 및 바이러스 진입에 관여하는 116kDa 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD51 mAb
비고/별칭	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
종	인간
GeneID	3685
면역원	합성 펩타이드 인간 CD51(NP_002201.2)의 아미노산 949~1048번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P06756
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스팩