

Anti-Integrin Alpha V (Itgav/Cd51) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P06756

품목 번호: CM0022335



소개

사람 Integrin alpha V (ITGAV/CD51)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫드를 인식합니다. 세포 부착, 인테그린 신호 전달 및 바이러스 침투 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin alpha V (ITGAV/CD51) Rabbit pAb
비고/별칭	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrin alpha V (ITGAV/CD51)
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3685
GeneID	3685
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P06756
단백질 분자량(Protein Weight)	116kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)