

Anti-Integrin Beta 1 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P09055

품목 번호: CM0027168



소개

마우스 Integrin beta 1 (CD29)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간과 교차 반응합니다. 세포 부착 및 인테그린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin beta 1 Rabbit pAb
비고/별칭	CD29, Fnrb, gpIIa, Gm9863, 4633401G24Rik
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	3688
유전자 ID	16412
면역원(Immunogen)	마우스 Integrin beta 1 (NP_034708.1)의 아미노산 21-728에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P09055
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)