

Anti-Integrin Beta 3 (Itgb3/Cd61) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P05106

품목 번호: CM0018343



소개

Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) 토끼 다클로날 항체로 WB 및 ELISA에 사용합니다. 사람 및 마우스 ITGB3를 인식하며, 혈소판 응집 및 인테그린 매개 접착을 매개합니다. 재조합 단백질 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Rabbit pAb
비고/별칭	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3690
GeneID	3690
면역원(Immunogen)	사람 ITGB3 (NP_000203.2)의 아미노산 609-788에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P05106
단백질 분자량	87kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)