

Anti-Integrin Beta 3 (Itgb3/Cd61) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P05106

품목 번호: CM0021477



소개

Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 사람, 쥐, 랫트 반응성으로 검증되었습니다. 혈소판 응집 및 세포 부착 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Rabbit pAb
비고/별칭	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3690
GeneID	3690
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 사람 Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) (NP_000203.2)의 아미노산 80-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P05106
단백질 분자량	87kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)