

If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Integrin Beta 4 (Itgb4/Cd104) 단일클론 항체 - P16144

품목 번호: CM0007436



소개

인간 Integrin beta-4 (ITGB4/CD104)에 대한 토끼 단일클론 항체로, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응성을 보입니다. 이 라미닌 수용체는 상피세포 부착 및 헤미데스모솜 무결성에 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin beta 4 (ITGB4/CD104) Rabbit mAb
비고/별칭	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrin β 4
종	인간
유전자 ID (인간)	3691
유전자 ID	3691
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16144
단백질 분자량	202kDa
배송	아이스백