

Wb, Elisa용 항-인테그린 베타 4 (Itgb4/Cd104) 토끼 다클론 항체 - P16144

품목 번호: CM0015433



소개

인간 인테그린 베타 4 (ITGB4/CD104)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 반결합체(hemidesmosome) 및 세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인테그린 베타 4 (ITGB4/CD104) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; 인테그린 베타 4 (ITGB4/CD104)
종	인간
유전자 ID	3691
면역원	인간 인테그린 베타 4 (ITGB4/CD104)의 아미노산 611-710에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000204.3).
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P16144
단백질 분자량	202kDa
배송	아이스팩