

Wb, Elisa용 항인테그린 베타 8 단클론 항체 - P26012

품목 번호: CM0005331

소개

인간 인테그린 베타 8(ITGB8)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 인테그린 매개 세포 접착, 신호 전달 및 TGF-베타 활성화 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인테그린 베타 8 토끼 mAb
비고/별칭	ITGB8
종	인간
유전자ID (인간)	3696
유전자ID	3696
면역원	인간 인테그린 베타 8 (NP_002205.1)의 아미노산 43-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26012
단백질 분자량	71 kDa/86 kDa
배송 방식	아이스백