

If/Icc, Elisa용 Anti-Integrin-B1/Cd29 단일클론 항체 - P05556

품목 번호: CM0002122



소개

인간 Integrin-β1/CD29 (P05556)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 세포 부착 및 인테그린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin-β1/CD29 Rabbit mAb
비고/별칭	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin-β1/CD29
종	인간
유전자 ID (인간)	3688
유전자 ID	3688
면역원	인간 Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2)의 아미노산 1-728에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05556
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백