

Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa용 항인테그린-B1/Cd29 단클론 항체 - P05556

품목 번호: CM0006621



소개

인간 인테그린 베타-1(CD29)에 대한 토끼 단클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, FC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차반응합니다. 세포 접착 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인테그린-β1/CD29 토끼 mAb
비고/별칭	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin-β1/CD29
종	인간
유전자ID (인간)	3688
유전자ID	3688
면역원	재조합 단백질 인간 인테그린-β1/CD29 (NP_596867.1)의 아미노산 1-728에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05556
단백질 분자량	88 kDa
배송	아이스백