

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Integrin-B1/Cd29 토끼 다클론 항체 - P05556

품목 번호: CM0020043



소개

인간 Integrin-β1/CD29(P05556)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 접착 및 인테그린 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin-β1/CD29 토끼 pAb
비고/별칭	CD29; FNRI; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin-β1/CD29
종	인간
유전자 ID(인간)	3688
유전자 ID	3688
면역원	인간 Integrin-β1/CD29(NP_002202.2)의 아미노산 1~728에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P05556
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩