

Anti-Integrin-β1/Cd29 Rabbit Polymab® - P05556

품목 번호: CM0003214



소개

사람 Integrin-β1/CD29 (P05556)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포 부착 및 바이러스 침투 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin-β1/CD29 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CD29; FNRI; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3688
유전자 ID	3688
면역원	제조항 단백질, 사람 Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2)의 아미노산 1-728에 해당하는 서열을 포함함
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P05556
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)