


Fc용 Anti-Integrin B5/Itgb5 단일클론 항체 - P18084

품목 번호: CM0005555



소개

Anti-ITGB5 래빗 단일클론 항체는 인간 Integrin beta-5를 특이적으로 인식합니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, 세포 표면 검출을 위한 세포외 도메인을 표적으로 합니다. 접착 및 바이러스 침입 연구에 연구용으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin β5/ITGB5 래빗 mAb
비고/별칭	ITGB5; integrin beta-5; Integrin β5/ITGB5
종	인간
GeneID (인간)	3693
면역원	인간 Integrin β5/ITGB5 (NP_002204.2)의 아미노산 24-490에 해당하는 서열의 재조합 단백질
원천	래빗
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P18084
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백