


Wb 및 Elisa용 항인테그린 B5/Itgb5 토끼 단클론 항체 - P18084

품목 번호: CM0006799



소개

인간 인테그린 $\beta 5$ (ITGB5)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 재조합 면역원 (아미노산 24-490번). 세포 부착 및 바이러스 침입 연구에 이상적입니다 - P18084.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인테그린 $\beta 5$ /ITGB5 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ITGB5; integrin beta-5; Integrin $\beta 5$ /ITGB5
종	인간
유전자ID	3693
면역원	인간 인테그린 $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2)의 아미노산 24-490번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P18084
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 팩