

Wb, Elisa용 항인터페론 알파 1 (Ifn-A1) 단클론 항체 - P01562

품목 번호: CM0003407

소개

인간 인터페론 알파 1 (IFN-α1)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인터페론 신호 전달 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인터페론 알파 1 (IFN-α1) 토끼 mAb
비고/별칭	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; 인터페론 알파 1 (IFN-α1)
종	인간
유전자ID	3439 (인간)
면역원	인간 인터페론 알파 1 (IFN-α1) (NP_076918.1)의 아미노산 24-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01562
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩