

Anti-Interferon Alpha 1 (Ifn- α 1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P01562

품목 번호: CM0015455

소개

인간 인터페론 알파 1(IFN- α 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 아미노산 24-189에 해당하는 재조합 면역원으로, 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. 사이토카인 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Interferon alpha 1 (IFN- α 1) Rabbit pAb
비고/별칭	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferon alpha 1 (IFN- α 1)
종	인간
유전자 ID (인간)	3439
유전자 ID	3439
면역원	인간 인터페론 알파 1(IFN- α 1) (NP_076918.1)의 아미노산 24-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01562
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백