


Wb, Ihc-P, Elisa용 인터페론 알파-2 (Ifn-A2) 단일클론 항체 - P01563

품목 번호: CM0003115



소개

토끼 단일클론 인터페론 알파-2 (IFN- α 2) 항체로, 사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원, 22kDa, SWISS P01563.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인터페론 알파 2 (IFN- α 2) 토끼 mAb
비고/별칭	IFNA; IFNA2B; leIF A; IFN-alphaA; IFN-alpha-2; 인터페론 알파 2 (IFN- α 2)
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3440
면역원	재조합 단백질 사람 인터페론 알파 2 (IFN- α 2) (NP_000596.2)의 아미노산 24-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P01563
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백