


Anti-Ints10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nvr2

품목 번호: CM0026917



소개

Human Integrator complex subunit 10 (INTS10)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응하며, 전사 종료 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	INTS10 Rabbit pAb
비고/별칭	INT10; C8orf35; INTS10
종(Species)	Human
GeneID (Human)	55174
GeneID	55174
면역원(Immunogen)	Human INTS10 (NP_060612.2)의 아미노산 451-710에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9NVR2
단백질 분자량	82kDa
배송(Shipping)	아이스백