

Wb, Elisa용 Anti-Ints11 Rabbit Polyclonal Antibody - Q5Ta45

품목 번호: CM0023190



소개

인간 INTS11(인테그레이터 복합체 서브유닛 11)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과의 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	INTS11 Rabbit pAb
비고/별칭	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
종	인간
GeneID (인간)	54973
면역원	인간 INTS11 (NP_060341.2)의 아미노산 331-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5TA45
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백