

Anti-Ints4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q96Hw7

품목 번호: CM0031061



소개

WB, IP, ELISA용 인간 INTS4(Integrator complex subunit 4)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다가클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	INTS4 Rabbit pAb
비고/별칭	INT4, MST093, INTS4
종(Species)	인간(Human)
GeneID	92105
면역원(Immunogen)	인간 INTS4 (NP_291025.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96HW7
단백질 분자량(Protein Weight)	108kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)