


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ints5 토끼 다클론 항체 - Q6P9B9

품목 번호: CM0013227



소개

인간 INTS5 (Q6P9B9)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. RNA 중합효소 II 전사 종료의 핵심 조절인자인 인간 및 마우스 인테그레이터 복합체 서브유닛 5와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INTS5 토끼 pAb
비고/별칭	INTS5; KIAA1698; INTS5
종	인간
유전자 ID (인간)	80789
유전자 ID	80789
면역원	인간 INTS5 (NP_085131.1)의 아미노산 120-400에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6P9B9
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스 팩