


Wb, Elisa용 Anti-Ints6 폴리클로날 항체 - Q9UL03

품목 번호: CM0029454



소개

사람 INTS6 (Integrator 복합체 서브유닛 6)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐 INTS6과 교차반응함. 전사 종결 및 종양 억제 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	INTS6 Rabbit pAb
비고/별칭	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notchl2; INTS6
종	사람
유전자 ID (사람)	26512
유전자 ID	26512
면역원	재조합 단백질 사람 INTS6 (NP_036273.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	Q9UL03
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백