


Wb, Elisa용 Anti-Ints7 폴리클로날 항체 - Q9Nvh2

품목 번호: CM0024616



소개

인간 INTS7에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료. 전사 종결 조절 인자인 Integrator 복합체 서브유닛 7(인간 및 마우스)과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INTS7 토끼 pAb
비고/별칭	INT7; Clorf73; INTS7
종	인간
GeneID (인간)	25896
GeneID	25896
면역원	인간 INTS7의 아미노산 702-948에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001186740.1)
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NVH2
단백질 무게	107kDa
배송	아이스팩