

Anti-Involucrin 토끼 단일클론 항체 (Wb용) - P07476

품목 번호: CM0003710

소개

인간 Involucrin을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 랫(Rat)과 교차 반응합니다. 각질세포 분화 및 각질화 포락 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Involucrin Rabbit mAb
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	3713
면역원(Immunogen)	인간 Involucrin (P07476)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Rat
SWISS	P07476
단백질 분자량	68 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)