

Wb, Elisa용 항-Invs 토끼 다클론 항체 - Q9Y283

품목 번호: CM0016307

소개

인간 INVS(인베르신)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 신장 발달, 좌우 축 결정 및 Wnt 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	INVS 토끼 pAb
비고/별칭	INV; NPH2; NPHP2; INVS
종	인간
유전자ID (인간)	27130
유전자ID	27130
면역원	인간 INVS (NP_055240.2)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y283
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스 팩