

항Ip3R 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q14643

품목 번호: CM0025529

소개

IP3R(ITPR1)에 특이적인 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 칼슘 신호 전달, 세포자살 및 채널 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IP3R 토끼 pAb
비고/별칭	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
종	인간
GeneID (인간)	3708
GeneID	3708
면역원	인간 IP3R (NP_001365381)의 아미노산 1812-1911 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14643
단백질 분자량	314kDa
배송	아이스 팩