

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-IP6K1 다클론 항체 - Q92551

품목 번호: CM0014347

소개

재조합 인간 IP6K1 단백질에 대해 면역화된 토끼 유래 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 이노시톨 인산 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IP6K1 토끼 pAb
비고/별칭	PiUS; IHPK1; IP6K1
종	인간
유전자 ID (인간)	9807
유전자 ID	9807
면역원	인간 IP6K1(NP_695005.1)의 아미노산 1-220번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92551
단백질 분자량	50kDa
배송 방법	아이스백