

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Ip6K1 토끼 단클론 항체 - Q92551

품목 번호: CM0004455

소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항IP6K1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐 IP6K1(Q92551), 약 50 kDa을 검출합니다. 이노시톨 인산 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IP6K1 토끼 mAb
비고/별칭	PiUS; IHPK1; IP6K1
종	인간
유전자 ID (인간)	9807
유전자 ID	9807
면역원	인간 IP6K1 (NP_695005.1)의 아미노산 1-220번에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92551
단백질 분자량	50 kDa
배송 방식	아이스 팩