

If/Icc, Elisa용 Anti-Ip6K2 다클론 항체 - Q9Uhh9

품목 번호: CM0016974

소개

인간 IP6K2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 이노시톨 인산 대사, InsP6에서 InsP7로의 전환 및 핵 신호전달 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	IP6K2 토끼 pAb
비고/별칭	PIUS; IHPK2; InsP6K2; IP6K2
종	인간
GeneID (인간)	51447
GeneID	51447
면역원	인간 IP6K2의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_057375.2)
항체 생성 동물	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UHH9
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩