

Wb, Elisa용 Anti-Ipa1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q7Exz2

품목 번호: CM0021231

소개

벼 IPA1/SPL14에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. Oryza sativa IPA1 (~42 kDa) 검출. 식물 구조 및 방어 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IPA1 Rabbit pAb
비고/별칭	WFP, IPA1, SPL14, OsSPL14
종	Oryza sativa (벼)
GeneID	4345998
면역원	Oryza sativa IPA1 (Q7EXZ2)의 아미노산 209-417에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa (벼)
SWISS	Q7EXZ2
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백