

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ipo4 토끼 다클론 항체 - Q8Tex9

품목 번호: CM0018004



소개

인간 Importin-4(IPO4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 IPO4(~119 kDa)를 인식합니다. 핵 수송 및 히스톤 수입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IPO4 토끼 pAb
비고/별칭	Imp4; IPO4
종	인간
유전자 ID(인간)	79711
유전자 ID	79711
면역원	인간 IPO4(NP_078934.3)의 아미노산 728-1081에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8TEX9
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스팩