

## Wb, Elisa용 항Ipo5 토끼 다클론 항체 - O00410

품목 번호: CM0021592



### 소개

WB 및 ELISA 응용 분야용 항IPO5 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 쥐 시료에서 임포틴-5를 검출합니다. 핵 수송 및 핵 국소화 신호 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | IPO5 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭      | IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; IPO5                        |
| 종          | 사람                                                           |
| 유전자ID (사람) | 3843                                                         |
| 유전자ID      | 3843                                                         |
| 면역원        | 사람 IPO5 (NP_002262.3)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                           |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                       |
| 응용 분야      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성     | 사람, 마우스, 쥐                                                   |
| SWISS      | O00410                                                       |
| 단백질 분자량    | 124kDa                                                       |
| 배송         | 아이스 팩                                                        |