

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ipo7 다클론 항체 - O95373

품목 번호: CM0021819

소개

인간 임포틴-7(IPO7/RanBP7)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐 샘플과 반응하며 핵 수송 및 임포틴 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IPO7 토끼 pAb
비고/별칭	Imp7; RANBP7; IPO7
종	인간
유전자 ID (인간)	10527
면역원	인간 IPO7의 900번 아미노산부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_006382.1)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O95373
단백질 무게	120kDa
배송	아이스팩