

Anti-Ipo8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O15397

품목 번호: CM0018450

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질 IPO8 Rabbit pAb(별칭 RANBP8). 인간, 마우스 및 랫트 샘플에 사용 가능합니다. 핵 운반 및 임포틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IPO8 Rabbit pAb
비고/별칭	VISS; RANBP8; IPO8
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	10526
Gene ID	10526
면역원(Immunogen)	인간 IPO8 (NP_006381.2)의 아미노산 878-1037에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O15397
단백질 분자량(Protein Weight)	120kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)