


Wb 및 Elisa용 항-Ipo9 토끼 다클론 항체 - Q96P70

품목 번호: CM0013926



소개

인간 IPO9(Importin-9)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스에 대한 교차 반응성을 가집니다. 핵-세포질 수송 및 히스톤 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IPO9 토끼 pAb
비고/별칭	Imp9; IPO9
종	인간
GeneID (인간)	55705
면역원	인간 IPO9(NP_060555.2)의 827-1041 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96P70
단백질 무게	116kDa
배송	아이스팩