

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Iqgap1 단클론 항체 - P46940

품목 번호: CM0010167



소개

IVD 검사 개발용 IQGAP1 토끼 mAb: 인간/마우스 반응성으로 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 액틴 역학 및 세포 접착에 관여하는 Ras GTPase 활성화 유사 단백질 IQGAP1(p195, SAR1)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IQGAP1 토끼 mAb
비고/별칭	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
종	인간
GeneID (인간)	8826
GeneID	8826
면역원	합성 펩타이드 인간 IQGAP1(NP_003861.1)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46940
단백질 분자량	189kDa
배송 방식	아이스 팩