


Anti-Iqgap1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46940

품목 번호: CM0028903



소개

CamelBio는 사람, 쥐, 랫트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 anti-IQGAP1 토끼 다클로날 항체(P46940)를 제공합니다. 액틴 골격 역학 및 세포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IQGAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	8826
GeneID	8826
면역원	재조합 단백질; 사람 IQGAP1 (NP_003861.1)의 아미노산 500-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P46940
단백질 분자량	189kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)