

Wb용 항-Iqgap2 단클론 항체 - Q13576

품목 번호: CM0003864



소개

WB, IHC-P, ELISA용 고품질 항-IQGAP2 토끼 단클론 항체. 인간, 생쥐, 래트 IQGAP2를 인식하며, 이 단백질은 CDC42/RAC1과 칼모듈린에 결합하는 181 kDa 크기의 Ras GTPase 활성화 유사 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IQGAP2 토끼 mAb
비고/별칭	IQGAP2
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	10788
면역원	재조합 단백질; 인간 IQGAP2 (Q13576)의 아미노산 1301-1495에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q13576
단백질 분자량	181kDa
배송 방식	아이스팩