

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Iqgap2 다클론 항체 - Q13576

품목 번호: CM0016150



소개

인간 IQGAP2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 용도에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. GTPase 신호 전달 및 칼모듈린 상호작용 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IQGAP2 토끼 pAb
비고/별칭	IQGAP2
종	인간
GeneID (인간)	10788
GeneID	10788
면역원	인간 IQGAP2의 아미노산 1330-1440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_006624.2)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13576
단백질 분자량	181kDa
배송	아이스팩