


Wb, If/Icc, Elisa용 Irak1 다클론 항체 - P51617

품목 번호: CM0017520



소개

인간 IRAK1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, TLR/IL-1R 경로를 통한 선천면역 반응 연구에 필수적입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 진단 및 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRAK1 토끼 pAb
비고/별칭	IRAK; pelle; IRAK1
종	인간
GeneID (human)	3654
GeneID	3654
면역원	인간 IRAK1의 아미노산 424-633에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_001020414.1)
숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P51617
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩