


Wb, Elisa용 Anti-Irak1 토끼 단일클론 항체 - P51617

품목 번호: CM0008173



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 고품질 anti-IRAK1 토끼 단일클론 항체입니다. TLR/IL-1R 신호 전달에 관여하는 선천성 면역의 핵심 키나제인 인간 IRAK1(P51617)을 표적으로 합니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRAK1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	IRAK; pelle; IRAK1
종	인간
GeneID (인간)	3654
GeneID	3654
면역원	인간 IRAK1(P51617)의 215~499번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P51617
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩