

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Irak2 Rabbit Monoclonal Antibody - O43187

품목 번호: CM0004110

소개

인간 IRAK2를 표적으로 하는 고성능 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. IL-1 수용체 신호 전달의 매개체인 인간 및 쥐 IRAK2를 검출합니다. 염증 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRAK2 Rabbit mAb
비고/별칭	IRAK-2; IRAK2
종	인간
유전자 ID (인간)	3656
면역원	인간 IRAK2(O43187)의 아미노산 50-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O43187
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백