


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Irak3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y616

품목 번호: CM0028819



소개

IRAK3 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 IRAK3 (IRAK-M)를 검출합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. IRAK3는 비활성 키나제로 TLR/IL-1R 신호 전달을 조절하며, 염증 및 천식 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRAK3 Rabbit pAb
비고/별칭	ASRT5, IRAKM, IRAK3
종	인간
GeneID	11213
면역원	인간 IRAK3 (NP_009130.2)의 아미노산 367-596에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y616
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백